

# Instructions pour la collecte de selles

## 1<sup>RE</sup> PARTIE : QUAND VOUS RECEVEZ VOTRE KIT

- Remplissez la liste de vérification pour vous assurer que vous avez reçu tout le matériel.
- Placez le bloc réfrigérant au congélateur.

## 2<sup>E</sup> PARTIE : LE JOUR DE LA COLLECTE DE L'ÉCHANTILLON DE SELLES

Attendez de connaître la date de votre visite au Site de collecte de données avant de prélever l'échantillon. Prélevez l'échantillon pas plus de quatre jours avant votre visite au Site de collecte de données.

### ÉTAPE 1 : LISEZ les instructions.

- Pour la collecte d'échantillons de selles, consultez les instructions d'utilisation du chapeau de cuvette.
- Pour l'utilisation des kits de collecte, consultez les instructions du tube **OMNImet.GUT** (illustrations rouges).  
*REMARQUE : Ces instructions sont les mêmes que celles du tube OMNIgene.GUT (illustrations mauves).*

### ÉTAPE 2 : RECUEILLEZ les selles dans les tubes.

- \*Prélevez l'échantillon des deux tubes à partir d'une seule selle.
- \*Après les avoir scellés, **AGITEZ VIGOUREUSEMENT** les tubes pendant au moins 30 secondes pour mélanger l'échantillon avec l'agent de conservation. Nettoyez l'extérieur des tubes avec un tampon d'alcool.

### ÉTAPE 3 : REMPLISSEZ les étiquettes blanches sur le sac biorisque à l'aide d'un stylo.

- Inscrivez la date et l'heure du prélèvement.
- Cochez la case pour confirmer que les DEUX tubes ont été bien mélangés.


### ÉTAPE 4 : EMBALLEZ les tubes.

Placez les deux tubes dans le sac biorisque et scellez-le.  
Insérez le sac biorisque dans l'enveloppe thermique. **NE LA SCHELLEZ PAS.**  
Conservez l'enveloppe à **température pièce**. **NE LA CONGELEZ PAS.**

## 3<sup>E</sup> PARTIE : LE JOUR DE VOTRE VISITE AU SITE DE COLLECTE DES DONNÉES

- Placez le bloc réfrigérant dans l'enveloppe thermique et scellez-la.
- Apportez l'enveloppe thermique à votre rendez-vous.

Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous :

 1-866-999-8303

 [www.clsa-elcv.ca](http://www.clsa-elcv.ca)

 [info@clsa.elcv.ca](mailto:info@clsa.elcv.ca)